


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd85j/Ilt2 (Lilrb1) Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - Q8Nhl6

Número do item: CM0005003



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o CD85j/ILT2 (LILRB1) humano, um receptor inibitório de MHC de classe I. Validado para citometria de fluxo, adequado para perfilagem de células imunes e pesquisa de células natural killer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD85j/ILT2 mAb
Observações/Apelido	LILRB1; CD85j; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB; receptor imunoglobulina-like de leucócitos B1
Espécie	Humano
ID do Gene	10859
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-458 do CD85j/ILT2 humano (NP_006660.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHL6
Peso da Proteína	49kDa/70kDa/71kDa
Envio	Saco de gelo