


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Cd87/Plaur Humano Para Fc - Q03405

Número do item: CM0010830



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado contra CD87/PLAUR humano. Validado para citometria de fluxo. CD87/PLAUR é um receptor ancorado a GPI que recruta uPA e medeia a degradação da matriz extracelular e a adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho PE anti-CD87/PLAUR humano
Observações/Apelidos	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; ativador do plasminogênio, receptor de uroquinase
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	5329
ID do gene	5329
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-303 do CD87/PLAUR humano (NP_002650.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q03405
Peso da proteína	37 kDa/31 kDa/32 kDa/36 kDa
Envio	Bolsa de gelo