

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd8B Humano Conjugado A Pe Para Citometria De Fluxo - P10966

Número do item: CM0007946

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado contra CD8b humano (SWISS P10966). Validado para citometria de fluxo. Detecta a cadeia beta de CD8, um correceptor do MHC de classe I essencial para a ativação das células T e a seleção tímica. Adequado para imunofenotipagem de células T e pesquisa diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD8b humano conjugado a PE
Observações/alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Espécie	Humano
GeneID (humano)	926
GeneID	926
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-170 da CD8b humana (NP_004922.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P10966
Peso da proteína	24 kDa
Transporte	Bolsa de gelo