


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd9 Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P21926

Número do item: CM0009271



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o CD9 humano (tetraspanina-29), validado para citometria de fluxo. O CD9 regula a adesão celular, ativação plaquetária e biologia de exossomos. Adequado para imunofenotipagem de células hematopoiéticas e epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD9 mAb
Observações/Apelido	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	928
GeneID	928
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-228 do CD9 humano (NP_001760.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21926
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo