

Mab Pe De Coelho Anti-Humano Cd90/Thy1 - P04216

Número do item: CM0010091

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD90/Thy1 conjugado com PE para citometria de fluxo. Alvo o CD90 humano (glicoproteína de membrana Thy-1, UniProt P04216), uma proteína de superfície celular ancorada por GPI envolvida nas interações célula-célula e na sinaptogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de Coelho anti-Humano CD90/Thy1
Observações/Alias	CD90; CDw90
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7070
GeneID	7070
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-130 do CD90/Thy1 humano (NP_006279.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04216
Peso Molecular da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo