

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Cd94 Humano Para Fc - Q13241

Número do item: CM0010642



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado contra CD94 humano (KLRD1) para citometria de fluxo. Permite a detecção do receptor de células NK envolvido na vigilância imunológica, na imunidade antitumoral e nos mecanismos de evasão viral em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho PE anti-CD94 humano
Observações/Apelido	CD94
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3824
GeneID	3824
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-179 do CD94 humano. (NP_002253.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q13241
Peso da proteína	17kDa/20kDa
Envio	Bolsa de gelo