

Mab Pe De Coelho Anti-Humano Cd96/Tactile Para Fc - P40200

Número do item: CM0009284



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra a proteína humana CD96/TACTILE. Validado para citometria de fluxo (FC). Detecta CD96, uma molécula de adesão de células T e NK. Ideal para fenotipagem de células imunes e pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de coelho anti-humano CD96/TACTILE
Observações/Alias	TACTILE
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10225
ID do Gene	10225
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 25-519 da proteína humana CD96/TACTILE (NP_937839.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40200
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Bolsa de gelo