


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdkn2A/P16Ink4A Humano Conjugado A Pe Para Fc (Intracelular) - P42771 / Q8N726

Número do item: CM0009952



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado contra CDKN2A/p16INK4a humano para citometria de fluxo intracelular. Detecta um importante supressor tumoral e inibidor do ciclo celular, contribuindo para a pesquisa oncológica e o desenvolvimento diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CDKN2A/p16INK4a humano conjugado a PE
Observações/alias	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1029
GeneID	1029
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-156 de CDKN2A/p16INK4a humano (NP_000068.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P42771 / Q8N726
Peso da proteína	16 kDa
Transporte	Bolsa de gelo