

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Complemento C3 Humano Para Fc - P01024

Número do item: CM0012346



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra o Complemento C3 humano para citometria de fluxo (FC). Detecta o precursor de C3 e os produtos de clivagem C3a/C3b; opsonina e anafilatoxina; 187 kDa. SWISS: P01024.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Complemento C3 Humano
Observações/Apelidos	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p
Espécie	Humano
GeneID	718
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1498-1663 do Complemento C3 humano (NP_000055.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01024
Peso da Proteína	187kDa
Envio	Bolsa de gelo