

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cpt1A Humano Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo Intracelular - P50416

Número do item: CM0008721



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado contra CPT1A humano (CPT1-L), validado para citometria de fluxo intracelular. Imunógeno recombinante (aa 520-720); detecta CPT1A humano. Adequado para estudos de metabolismo de ácidos graxos e mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CPT1A humano conjugado com PE
Observações/alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1374
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 520-720 de CPT1A humano (NP_001867.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	Citometria de fluxo (intracelular)
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P50416
Peso da proteína	88 kDa
Envio	Bolsa de gelo