


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Desmogleína 3 (Dsg3) Para Citometria De Fluxo - P32926

Número do item: CM0005547



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado à Desmogleína 3 humana (DSG3/PVA/CDHF6) para citometria de fluxo. Validado para reatividade cruzada em humanos, este anticorpo auxilia na pesquisa de adesão celular e desmossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano Desmogleína 3/PVA mAb
Observações/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1830
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-615 da Desmogleína 3/PVA humana, NP_001935.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32926
Peso da Proteína	108kDa
Envio	Bolsa de gelo