

## Mab Pe De Coelho Anti-Humano Egfr Para Citometria De Fluxo - P00533

Número do item: CM0011309



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao EGFR humano (ERBB1). Validado para citometria de fluxo (CF) para analisar a expressão de EGFR na superfície celular em estudos de sinalização intracelular. Ideal para pesquisa em câncer e receptores tirosina quinase.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb PE de Coelho anti-Humano EGFR                                                                                                                |
| Observações/Alias   | ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2                                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano) | 1956                                                                                                                                             |
| ID do Gene          | 1956                                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 335-525 do EGFR humano (NP_005219.2). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                           |
| Aplicação           | CF                                                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                           |
| SWISS               | P00533                                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 44kDa/69kDa/77kDa/134kDa                                                                                                                         |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                                                    |