


Pe Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Enpp3/Cd203C - O14638

Número do item: CM0011885



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao ENPP3/CD203c humano (O14638) para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem de basófilos e mastócitos em pesquisas de inflamação alérgica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano ENPP3/CD203c
Observações/Apelido	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5169
GeneID	5169
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14638
Peso Proteico	100kDa
Transporte	Saco de gelo