


## Anticorpo Monoclonal Pe De Coelho Contra Fgfr3 Humano Para Citometria De Fluxo - P22607

Número do item: CM0009839



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao FGFR3 humano (CD333) para citometria de fluxo. Validado para FC humana; imunógeno recombinante aminoácidos 23-375. Ideal para estudar a sinalização de FGFR3 em câncer e desenvolvimento esquelético.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb PE de Coelho contra FGFR3 Humano                                                                                      |
| Observações/Alias   | ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 2261                                                                                                                      |
| GeneID              | 2261                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-375 do FGFR3 humano (NP_000133.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                    |
| Aplicação           | FC                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                    |
| SWISS               | P22607                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 88kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |