


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Flt3/Cd135 Humano Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P36888

Número do item: CM0009707



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado contra Flt3/CD135 humano (FLK2, STK1). Validado para citometria de fluxo. Adequado para análise de células-tronco/progenitoras hematopoiéticas e pesquisa sobre leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-Flt3/CD135 humano conjugado com PE
Observações/alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2322
GeneID	2322
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-163 de Flt3/CD135 humano (NP_004110.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P36888
Peso da proteína	108 kDa/113 kDa
Envio	Bolsa de gelo