


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Gprc5D Para Citometria De Fluxo - Q9Nzd1

Número do item: CM0011152



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra GPRC5D humano para citometria de fluxo. GPRC5D é um receptor acoplado à proteína G envolvido na expressão de queratina dura e no desenvolvimento de cabelos e unhas. Adequado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano GPRC5D
Observações/Apelido	GPRC5D
Espécie	Humano
ID do Gene	55507
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GPRC5D humano (NP_06124.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZD1
Peso Proteico	34kDa/36kDa/38kDa
Envio	Saco de gelo