

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Hif-1 Alfa Pe Para Fc (Intra) - Q16665

Número do item: CM0004182



introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano HIF-1 alfa PE para citometria de fluxo intracelular. Adequado para pesquisa de resposta à hipóxia, câncer e adaptação metabólica. Reage com humano. - Q16665

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano HIF-1 alfa PE
Observações/Apelido	HIF1, MOP1, PASD8, HIF-1A, bHLHe78, HIF-1alpha, HIF1-ALPHA, HIF-1-alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3091
GeneID	3091
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 401-500 da HIF1 alfa (NP_001521.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16665
Peso Proteico	93kDa
Envio	Bolsa de gelo