

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Hmox1 Conjugado A Pe - P09601

Número do item: CM0009840



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra a Heme Oxigenase 1 humana (HMOX1/HO-1) para citometria de fluxo intracelular. Reconhece HMOX1 humana; o imunógeno corresponde aos aminoácidos 1-265. Adequado para pesquisa de apoptose e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Humano HMOX1 conjugado a PE
Observações/Apelido	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3162
GeneID	3162
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-265 da Heme Oxigenase 1 humana (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09601
Peso Proteico	33kDa
Transporte	Saco de gelo