


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Icam-1/Cd54 Conjugado Com Pe Para Fc - P05362

Número do item: CM0010614



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE de alto desempenho contra ICAM-1/CD54 humano (SWISS: P05362) validado para aplicações de citometria de fluxo (FC), adequado para pesquisas de imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano ICAM-1/CD54 mAb
Observações/Apelido	BB2; CD54; P3.58
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3383
GeneID	3383
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-480 do ICAM-1/CD54 humano (NP_000192.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05362
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco com gelo