

Pe Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Ifn-Gama Para Fc (Intra) - P01579

Número do item: CM0012546



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o interferão gama humano (IFN-gama) para citometria de fluxo intracelular. Ideal para detectar a expressão de citocinas em células T ativadas para pesquisa imunológica e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano IFN-gama mAb
Observações/Apelido	IFG; IFI; IMD69
Espécie	Humano
ID do Gene	3458 (Humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-166 do IFN-gama humano (NP_000610.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo