


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-IgA1 Humana Para Citometria De Fluxo - P01876

Número do item: CM0011612



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado à região constante de IgA1 humana para citometria de fluxo. O imunógeno recombinante (aa 99-353) garante especificidade para a subclasse IgA1; adequado para análise de amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-IgA1 Humana
Observações/Alias	IgA1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3493
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-353 da IgA1 humana.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01876
Peso da Proteína	38kDa/42KDa
Envio	Saco de gelo