


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Igg Humana (Fc) Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P01857

Número do item: CM0012685



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho conjugado com PE, direcionado à região Fc da IgG humana (IGHG1), para citometria de fluxo. Reconhece a região constante da IgG1 humana. Imunógeno: fragmento Fc recombinante. Adequado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-IgG humana (Fc) conjugado com PE
Observações/Apelido	IGHG1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3500
GeneID	3500
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-330 da IgG humana (Fc) (P01857)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P01857
Peso da proteína	36 kDa
Envio	Embalagem de gelo