


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Igg Humana (Fc) Para Citometria De Fluxo - P01857

Número do item: CM0011248



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado à região Fc da cadeia pesada constante gama 1 da IgG humana (IGHG1). Reage com IgG1 humana, adequado para aplicações de citometria de fluxo (FC). SWISS: P01857.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho PE anti-IgG Humana (Fc)
Observações/Apelido	IGHG1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3500
GeneID	3500
Imunógeno	Proteína (ou fragmento) recombinante. Esta informação é considerada comercialmente sensível.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01857
Peso Proteico	36 kDa
Envio	Saco de Gelo