

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL-10Ra/Cd210 Humano Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - Q13651

Número do item: CM0012155



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-IL-10RA/CD210 humano conjugado com PE (receptor alfa da IL-10), validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a sinalização anti-inflamatória mediada por IL-10 em células hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do produto	mAb de coelho anti-IL-10RA/CD210 humano conjugado com PE
Observações/alias	CD210; IL10R; CD210a; CDW210A; HIL-10R; IL-10R1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	3587
ID do gene	3587
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-235 da IL-10RA/CD210 humana (NP_001549.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	Citometria de fluxo (FC)
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q13651
Peso da proteína	63 kDa
Envio	Bolsa de gelo