

Mab Pe De Coelho Anti-IL-17Ra/Cd217 Humano Para Fc - Q96F46

Número do item: CM0009832



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado contra IL-17RA/CD217 humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a sinalização de IL-17 na imunidade inata e adaptativa, na inflamação e nas interações hospedeiro-patógeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb PE de coelho anti-IL-17RA/CD217 humano
Observações/Alias	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23765
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-320 de IL-17RA/CD217 humano (NP_055154.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q96F46
Peso da proteína	96 kDa
Envio	Bolsa de gelo