


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-IL-2 Humana Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P60568

Número do item: CM0008959



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra a Interleucina-2 humana (IL-2), validado para citometria de fluxo intracelular. Detecta a IL-2 humana, uma citocina chave na regulação do crescimento de células T e da tolerância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE anti-IL-2 Humana
Observações/Apelido	IL-2; TCGF; linfoquina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3558
GeneID	3558
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-153 da IL-2 humana (NP_000577.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P60568
Peso Proteico	18kDa
Envio	Em saco de gelo