


Anticorpo Monoclonal Pe De Coelho Anti-IL-4 Humano - P05112

Número do item: CM0007896



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado à interleucina-4 humana (IL-4), validado para citometria de fluxo intracelular. Adequado para pesquisas sobre a função imunológica, incluindo estudos de regulação de IgE e da resposta Th2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal PE de coelho anti-IL-4 humano
Observações/alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	3565
ID do gene	3565
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-153 da IL-4 humana (NP_000580.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P05112
Peso da proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo