


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano IL-5 Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P05113

Número do item: CM0005683



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano IL-5 conjugado com PE, desenhado para citometria de fluxo intracelular (FC). Adequado para amostras humanas. Imunogénio: aminoácidos 20-134 da IL-5 humana. Ideal para investigação em imunologia e citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano IL-5 mAb
Observações/Pseudônimo	EDF, IL-5, TRF, interleucina-5
Espécie	Humano
ID do Gene	3567
Imunogénio	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-134 da IL-5 humana (NP_000870.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05113
Peso da Proteína	15kDa

Envio