

Mab Pe Coelho Anti-IL9 Humano - P15248

Número do item: CM0008835



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado à Interleucina-9 humana (IL-9, P40/HP40). Validado para citometria de fluxo intracelular (FC). Ideal para pesquisa em imunologia, detectando a expressão de citocinas em linfócitos T e mastócitos humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE coelho anti-IL9 humano
Observações/Alias	P40; HP40; IL-9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3578
GeneID	3578
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-144 da IL9 humana (NP_000581.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15248
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo