


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Ilt5/Cd85A Pe Para Fc - O75022

Número do item: CM0009949



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao ILT5/CD85a humano (LILRB3) para citometria de fluxo. Validado para reatividade cruzada humana; detecta proteína de ~69/71 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano ILT5/CD85a PE
Observações/Apelido	HL9; ILT5; LIR3; PIRB; CD85A; ILT-5; LIR-3; PIR-B; LILRA6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11025
ID do Gene	11025
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75022
Peso da Proteína	69kDa/71kDa
Envio	Saco de gelo