

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Integrina Alfa 3/Cd49C Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P26006

Número do item: CM0005099

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa a integrina alfa-3/CD49c humana para aplicações de citometria de fluxo. Útil no estudo das interações célula-matriz extracelular, formação de invadopódios e mecanismos de infecção microbiana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano Integrina alfa 3/CD49c mAb
Observações/Apelido	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3675
ID do Gene	3675
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 466-620 da integrina alfa 3/CD49c humana (NP_002195.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26006
Peso da Proteína	117kDa
Envio	Saco de gelo