


Anticorpo Monoclonal Coelho Pe Anti-Humano Integrina B5/Itgb5 Para Fc - P18084

Número do item: CM0011440



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado à Integrina beta-5 humana (ITGB5) para citometria de fluxo. Reconhece o receptor de fibronectina dependente de RGD e o receptor de adenovírus; localização na membrana celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho PE anti-Humano Integrina β5/ITGB5
Observações/Apêndices	ITGB5; integrina beta-5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3693
GeneID	3693
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-490 da Integrina β5/ITGB5 humana (NP_002204.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P18084
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de gelo