

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Kir2DL4/Cd158D Para Citometria De Fluxo - Q99706

Número do item: CM0004823



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a KIR2DL4 humana (CD158d), validado para citometria de fluxo. Reconhece o receptor de imunoglobulina de células assassinas envolvido nas funções efetoras das células NK e na tolerância imune materno-fetal. Reage com espécies humanas. - Q99706

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano KIR2DL4/CD158d
Observações/Apelidos	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS
Espécie	Humano
ID do Gene	3805
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 24-242 de KIR2DL4/CD158d humano (NP_002246.5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99706
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo