


Anticorpo Monoclonal Coelho Pe Anti-Humano Kir3DL1/Cd158E Para Fc - P43629

Número do item: CM0011651



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao KIR3DL1/CD158e humano (SWISS: P43629). Validado para citometria de fluxo (FC), detecta o receptor inibitório de células NK. Reatividade de espécie: humano. Ideal para imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho PE Anti-Humano KIR3DL1/CD158e
Observações/Apelido	KIR; NKB1; NKAT3; NKB1B; NKAT-3; CD158E1; KIR2DL5B; KIR3DL1/S1
Espécie	Humano
GeneID	3811
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-340 do KIR3DL1/CD158e humano (NP_037421.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43629
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo