


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Lamp1/Cd107A Para Citometria De Fluxo Intracelular - P11279

Número do item: CM0010330



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que tem como alvo a LAMP1 humana (CD107a, LAMPA, LGP120) validado para citometria de fluxo intracelular. Detecta a glicoproteína da membrana lisossomal envolvida na biogênese de lisossomos, autofagia e citotoxicidade de células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano LAMP1/CD107a mAb
Observações/Apelido	LAMPA; CD107a; LGP120
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3916
GeneID	3916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-382 da LAMP1/CD107a humana (NP_005552.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11279
Peso da Proteína	38kDa/45kDa
Transporte	Bolsa de gelo