

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Humano Lgr5 (Gpr49) Para Citometria De Fluxo - O75473

Número do item: CM0008654



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao LGR5 humano (GPR49) para citometria de fluxo. Alta especificidade para peptídeo C-terminal, ideal para pesquisa com células-tronco e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE anti-Humano LGR5 (GPR49)
Observações/Apelido	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8549
GeneID	8549
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 480-580 do LGR5 humano (NP_003658.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75473
Peso Proteico	100kDa
Transporte	Em saco de gelo