

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Lifr/Cd118 Pe Para Fc - P42702

Número do item: CM0004276



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao LIFR/CD118 humano para citometria de fluxo. Adequado para estudar a sinalização do receptor do fator inibidor de leucemia e interações de receptores de citocinas em imunologia e pesquisa com células-tronco.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano LIFR/CD118 PE                                                                                                  |
| Observações/Apelido | SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R                                                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 3977                                                                                                                                                   |
| GeneID              | 3977                                                                                                                                                   |
| Imunógeno           | Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-833 do LIFR/CD118 humano (NP_002301.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                 |
| Aplicação           | FC (Citometria de Fluxo)                                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                                 |
| SWISS               | P42702                                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 124kDa                                                                                                                                                 |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                                                        |