


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Mertk Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - Q12866

Número do item: CM0011392



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o MERTK humano, validado para citometria de fluxo. Específico para humanos. Ideal para estudar eferocitose, sinalização de câncer e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano MERTK mAb
Observações/Apelido	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; tirosina-proteína quinase Mer
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10461
GeneID	10461
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-499 do MERTK humano (NP_006334.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12866
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Saco com gelo