

Pe Coelho Anti-Humano Mglur2 Anticorpo Monoclonal Para Fc - Q14416

Número do item: CM0012245



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra mGluR2 humano (receptor metabotrópico de glutamato 2), validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para estudos de neurociência, transmissão sináptica e mecanismos de entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano mGluR2 mAb
Observações/Apelido	GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2912
GeneID	2912
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-498 do mGluR2 humano (NP_000830.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14416
Peso Proteico	96kDa
Envio	Saco de gelo