

Anticorpo Monoclonal Coelhos Anti-Humano Mica/Micb Conjugado A Pe Para Fc - Q29983 / Q29980

Número do item: CM0005309



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra MICA/MICB humano para citometria de fluxo. Reage com ligantes de NKG2D induzidos por estresse, importantes para vigilância imunológica e imunologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelhos anti-Humano MICA/MICB Conjugado a PE
Observações/Apelido	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	100507436/4277
GeneID	100507436/4277
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-298 do MICB humano (NP_005922.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q29983/Q29980
Peso Proteico	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Envio	Em saco de gelo