

Anticorpo Monoclonal Pe De Coelho Contra Mrc2 Humano Para Citometria De Fluxo - Q9Ubg0

Número do item: CM0009245



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a MRC2 humano (CD280, ENDO180) para citometria de fluxo. Ideal para o estudo da remodelação de colágeno, endocitose e progressão do câncer em amostras de células humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de Coelho contra MRC2 Humano
Observações/Alias	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9902
ID do Gene	9902
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-513 do MRC2 humano (NP_006030.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBG0
Peso da Proteína	167kDa
Envio	Saco de gelo