

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Nectin-1/Cd111 Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - Q15223

Número do item: CM0009417



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra Nectin-1/CD111 humano (Q15223). Adequado para citometria de fluxo. Útil para pesquisas sobre adesão celular, desenvolvimento neuronal e entrada de herpesvírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano Nectin-1/CD111 mAb
Observações/Apelido	ED4; PRR; HlgR; HV15; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5818
ID do Gene	5818
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-334 do Nectin-1/CD111 humano (NP_002846.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15223
Peso da Proteína	57kDa/51kDa/39kDa
Envio	Saco de gelo