

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ng2 Humano Conjugado A Pe Para Citometria De Fluxo - Q6Uvk1

Número do item: CM0008028



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao NG2 humano (CSPG4) para citometria de fluxo. Reconhece o proteoglicano de sulfato de condroitina 4, um receptor de superfície celular envolvido na migração celular e angiogênese. Adequado para estudos de melanoma e microambiente tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-NG2 Humano PE
Observações/Apelido	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1464
GeneID	1464
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1583-2224 do NG2 humano (NP_001888.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6UVK1
Peso Proteico	251kDa
Envio	Saco de gelo