

Anticorpo Monoclonal Coelho Pe Anti-Humano Nt5E/Cd73 Para Citometria De Fluxo - P21589

Número do item: CM0007730



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao NT5E/CD73 humano, validado para citometria de fluxo. Reconhece a ecto-5'-nucleotidase, uma enzima ancorada em GPI envolvida no metabolismo de nucleotídeos e imunossupressão. Ideal para pesquisa em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho PE Anti-Humano NT5E/CD73
Observações/Apelido	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4907
ID do Gene	4907
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-547 do NT5E/CD73 humano (NP_002517.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21589
Peso Proteico	63kDa
Envio	Em saco de gelo