

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pd-L1/Cd274 Humano Conjugado A Pe Para Fc - Q9Nzq7

Número do item: CM0010810



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PD-L1/CD274 humano conjugado a PE (B7-H1, PDL1). Adequado para citometria de fluxo (FC). Ferramenta essencial para o estudo da tolerância imunológica, do bloqueio de checkpoints e da imunoterapia contra o câncer. Reconhece uma proteína de 33 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-PD-L1/CD274 humano conjugado a PE
Observações/alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	29126
GeneID	29126
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q9NZQ7
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Saco de gelo