


Anticorpo Monoclonal Pe De Coelho Contra Histona H2Ax-S139 Fosforilada Humana Para Citometria De Fluxo - P16104

Número do item: CM0001699



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao fosfo-S139 da histona H2AX humana, validado para citometria de fluxo intracelular. Adequado para estudos de danos no DNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de Coelho contra Fosfo-Histona H2AX-S139 Humana
Observações/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3014
GeneID	3014
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P16104
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo