

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Plzf Humano Para Fc (Intra) - Q05516

Número do item: CM0009959



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado contra PLZF (ZBTB16) humano, para citometria de fluxo intracelular. Validado em amostras humanas, 74 kDa, adequado para estudos hematopoiéticos e de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho PE anti-PLZF humano
Observações/Apelido	PLZF; ZNF145
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7704
GeneID	7704
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 6-137 do PLZF humano (NP_005997.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q05516
Peso da proteína	74 kDa
Transporte	Bolsa de gelo