

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Podoplanina Humana Para Citometria De Fluxo - Q86YI7

Número do item: CM0010123



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado à podoplanina humana (PDPN), validado para citometria de fluxo. Útil para investigar migração celular, adesão e transição epitélio-mesenquimal. SWISS: Q86YL7.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE Anti-Podoplanina Humana
Observações/Apelido	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26
Espécie	Humano
GeneID	10630
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-123 da Podoplanina Humana (NP_006465.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86YL7
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo