


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Pth1R Conjugado A Pe Para Fc - Q03431

Número do item: CM0012153



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao PTH1R humano (receptor do hormônio paratireóideo 1) para citometria de fluxo. Reconhece o domínio extracelular (aa 27-188). Reage com PTH1R humano. ~66 kDa. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano PTH1R Conjugado a PE
Observações/Apelido	PFE, EKNS, PTHR, PTHR1
Espécie	Humano
GeneID	5745
Imunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-188 do PTH1R humano (NP_000307.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q03431
Peso Molecular da Proteína	66 kDa
Envio	Em saco de gelo