


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rankl/Cd254 Humano Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - O14788

Número do item: CM0012196



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao RANKL/CD254 humano (TNFSF11) para citometria de fluxo intracelular. Ideal para estudar a diferenciação de osteoclastos, a remodelação óssea e as interações entre células dendríticas e células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-RANKL/CD254 Humano conjugado com PE
Observações/Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Espécie	Humana
ID do Gene	8600
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 136-317 do RANKL/CD254 humano (NP_003692.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	O14788
Peso da Proteína	27kDa/30kDa/35kDa
Envio	Bolsa de gelo